

## 仕様書

### 1 品名

自動体外式除細動器（AED）

### 2 数量

11台（うち9台は自立スタンド付）

### 3 規格等

次のいずれかとする。

品名・数量	メーカー	型式
自動体外式除細動器（AED／バッテリー含む） 11台 ※うち9台は自立スタンドを設置して格納する	フクダ電子(株)	ダイナハートAED FA-A1D
	日本光電工業(株)	カルジオライフ AED-3200

#### 【付属品等】

- (1) AED 1台につき、電極パッド2組、純正のキャリングケースまたはキャリングバッグ1台、救急セット一式（ハサミ・タオル・グローブ・蘇生用マウスピース等）を備えて11台納品すること。うち9台は、自立式AEDスタンドを設置のうえ納品すること。
- (2) AED設置ステッカー（一般財団法人日本救急医療財団が推奨する意匠に準拠したもの）を1台につき2枚付属すること。
- (3) 導入後5年間の必要経費は消耗品（バッテリー、電極パッド）のみとし、それ以外の費用は発生しない製品とすること。バッテリー及び電極パッドの使用期限を明記すること。
- (4) 本体は新品で、保証期間は5年以上あり、バッテリーはスタンバイ状態で約4年のものとする。
- (5) 搬入から設置するまで、すべて受注者において行うこと。
- (6) 自立スタンドはアンカーボルト等で転倒防止対策をすること。また、中が見える扉付きとし、扉を開けた場合にブザー音で告知する機能があること。

### 4 機器機能・性能

- (1) 医療用具（除細動器）として薬事承認を得ていること。
- (2) JRC蘇生ガイドライン2020に対応している機種であること。
- (3) 電極パッドは本体に接続されている状態で保管されていること。
- (4) 本体切り替えスイッチまたは小児用キー変換等で、小児・大人共通パッドが使用でき、小児専用パッドが不要であること。
- (5) 音声ガイドにより、AEDの一連の操作方法が流れるようにすること。一般社団法人全日

本難聴者・中途失聴者団体連合会より耳マークの使用許可を得ていること。

- (6) 動作温度条件が $-5^{\circ}\text{C}$ から $50^{\circ}\text{C}$ であること。IP66に準拠した防塵性防水性を備えていること。
- (7) 電気ショックが必要な時に自動で実行する「オートショック」機能を搭載していること。
- (8) 自己診断機能により、毎日、バッテリー、電極パッド、内部回路のセルフテストをする機能を有しており、使用可否についてはインジケータなど、目視にて確認できること。

## 5 納入期限

令和8年3月31日

(納入日については、本市担当者及び設置先の施設職員と事前に打ち合わせて決定すること。)

## 6 納入場所

別紙「検査調書」のとおり

## 7 検査

- (1) 設置後、施設職員立会いの上、良好な状態で検査を受けること。
- (2) 梱包資材等は納入業者が持ち帰ること。
- (3) 納入物品に不良箇所があった場合は、速やかに交換すること。

## 8 保証期間等

保証期間は、納入後5年間とする。ただし、納入者（製造者）の責に帰する不良箇所が生じた場合は、保証期間経過後においても無料で修理又は良品と取り替えるものとする。

## 9 その他

- (1) 受注者は、機器の納入期限を厳守すること。
- (2) 納品に当たっては、施設の毀損、汚損に十分注意することとし、万一、不注意により毀損、汚損があった場合は、納入業者の責任において原状回復すること。
- (3) 受注者は、機器の引き渡しの際、次の書類等を設置先の施設へ提出すること。また、機器の取扱いの説明を行うこと。

ア 機器の構造、機能及び取扱いに関する説明書

イ 機器に附属する消耗品等の明細一覧表

- (4) 消耗品（バッテリー・電極パッド）の使用期限満了の2か月前までに、設置先の施設に対し、消耗品の交換についての通知を行うこと。
- (5) 本仕様書に関し疑義が生じたときは発注者の解釈によるものとし、本仕様書に定めがない事項については、発注者と受注者で協議のうえ決定するものとする。なお、協議した事項については受注者で協議録を作成し、発注者の承認を得るものとする。

10 問い合わせ先

こども未来局 放課後対策課

担当：綿地・西原

電話：082-242-2014

# 検 査 調 書

伝票番号	176230	納入期限	令和8年3月31日		契約業者 (所 在) (名 称)					
品 名	形 状 そ の 他	単位	数量	所 属 名		検査年月日 ※自署によること	職 名	氏 名 ※自署によること	検査済印 (確認印)	(区)物品(分任) 出納員受領
自動体外式 除細動器 (AED) ※スタンド付き	別紙 仕様書のと おり	台	1	宇品児童館	南区宇品御幸四丁目5-32 082-254-3424	令和 年 月 日				/
		台	1	大芝児童館	西区大芝一丁目25-17 082-509-2050	令和 年 月 日				/
		台	1	南観音児童館	西区南観音六丁目5-15 082-292-5591	令和 年 月 日				/
		台	1	庚午児童館	西区庚午中一丁目15-2 082-507-1533	令和 年 月 日				/
		台	1	古市児童館	安佐南区中須一丁目38-13 082-831-5020	令和 年 月 日				/
		台	1	可部南児童館	安佐北区可部南二丁目11-2 082-815-6321	令和 年 月 日				/
		台	1	五日市東児童館	佐伯区皆賀二丁目3-2 082-923-3827	令和 年 月 日				/
		台	1	石内北児童館	佐伯区石内北三丁目22-14 082-941-0656	令和 年 月 日				/
		台	1	原南放課後児童クラブ	安佐南区西原二丁目19-23 082-871-2826	令和 年 月 日				/

